


# CRYO - T Elephant

## Přístroj pro lokální kryoterapii

Cryo-T Elephant je chladicí přístroj pracující na bázi dusíku a dosahující na výstupu trysky teploty cca -140 °C.

### APLIKACE:


- při revmatických a degenerativních poruchách kloubů
- po poranění, pohmoždění v průběhu rekonvalescence
- jako rehabilitace po operaci
- při onemocnění kloubů, svalů, šlach, podvrtnutí
- při léčbě popálenin
- při bolesti v kříži a při migréně
- u nadváhy a obezity (zvyšuje buněčný metabolismus)
- v kosmetice – léčba celulitidy



*Přístroj je vybaven tryskou se dvěma teplotními senzory. Možnost měření povrchové teploty pokožky v průběhu aplikace*



TECHNICKÉ SPECIFIKACE CRYO-T ELEPHANT:	
Chladivo	tekutý dusík (LN2)
Kapacita Dewarova tanku	60 nebo 35 litrů
Teplota proudu plynu	plně regulovatelná; -150 °C až -125 °C
Intenzita proudu plynu	plný rozsah
Ovládací panel	dotykový, 5,6" TFT
Napájení	230 VAC, 50/60 Hz



*Zatímco pracujete s přístrojem, zobrazuje LCD displej informace:*