

Široký výběr odsávaček



Vysoký výkon a efektivita

TYPY ODSÁVAČEK	CLARIO AC AC/DC AC/DC DELUXE	VARIO 18 AC AC/DC	BASIC 35 AC	DOMINANT 65 AC	THOPAZ AC/DC	THOPAZ + AC/DC	REGULÁTOR VAKUA
Sací výkon (l/min)	15	18	35	65	5	5	44
Max. vakuum (kPa)	-80	-75	-90	-95	-10	-10	-70
(mmHg)	-595	-563	-675	-713	-75	-75	-750
OBLAST POUŽITÍ							
Endoskopie			✘	●			●
Plastická chirurgie			●	✘			
Porodnictví			✘	●			
ORL, (pro tracheostomiky)	✘	✘	●				●
Gastroenterologie			✘				
THORAXOVÝ SYSTÉM							
Thoraxové sání					✘		
Kardiothoraxové sání						✘	
MÍSTA POUŽITÍ							
Transport pacienta	●	✘			✘	✘	
Pohotovost		●	✘	●			●
ARO, JIP			✘	●	✘	✘	✘
Operační sály			●	✘	✘	✘	✘
Lůžkové oddělení	●	✘	●		✘	✘	✘
Privátní lékařská praxe	●	●	✘				
Zubní chirurgie			✘	●			
Pečovatelské domy	●	✘	●				

Vysvětlivky:

✘ ideální, ● doporučujeme,

AC - provoz na elektrickou síť, AC/DC provoz na elektrickou síť a akumulátor