

Inovovaný design

OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro tracheální sání, ARO, JIP, ORL, neonatální a pediatrická odd., lůžková odd., operační sály, pohotovost, gynekologii, vakuum extrakce, urologii, dentální kliniky, endoskopii, gastroenterologii, laryngoskopii, privátní lékařské praxe, LDN.

Účinná univerzální volba

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon

VELKÁ FLEXIBILITA

- přenosná nebo pojízdná verze
- ideální rozměry – vhodná pro každý typ endoskopického systému

VÝHODY

- velmi tichý a spolehlivý provoz
- dlouhá životnost
- snadné čištění a údržba



Přenosná verze



Pojízdná verze

SPECIFIKACE

- efektivní sací výkon: min. 30 l/min
- min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
- podtlak: - 90 kPa, tolerance +/- 15%
- pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- hlučnost jen 38,5 dB
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
- bezúdržbový provoz - bezmazaný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- možnost kontroly provozních hodin bezkontaktním snímačem (využití při servisních kontrolách)
- možnost připojení regulátoru vakua
- integrovaný držák pro 2 láhve
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF
- možnost připojení na vozík s eurolíštou a antistatickými kolečky
- záruka na agregát přístroje min. 5 let

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- pojistná nádoba s víčkem proti přesátí, PS, autoklávovatelné
- propojovací silikonová hadice se 2 spojkami pro rychlé a bezpečné odpojení hadic z lahví – vše autoklávovatelné
- pacientská odsávací hadice 1,8 m - silikonová autoklávovatelná

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- pojízdný stojan s antistatickými kolečky
- nožní spínač On/Off
- 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve

ZÁRUKA

5 let na agregát

| TECHNICKÁ DATA | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Klasifikační třída | IIa |
| Hmotnost a rozměr přenosné verze | 9,3 kg, 210 × 305 × 375 mm |
| Hmotnost a rozměr pojízdné verze | 16 kg, 965 × 510 × 480 mm |
| Příkon | 220–240 V, 50 Hz |
| Výkon | 110 W |
| Sací systém – pístový | 70 ot./min |



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz