

## Inovovaný design s vyšším výkonem

### OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro tracheální sání, ARO, JIP, lůžková odd., operační sály, ORL, urologii, endoskopii, gastroenterologii, gynekologii, vakuum extrakce, ORL, neonatologii, pediatrii, dentální kliniky a čelistní chirurgie, pohotovost, privátní lékařské praxe, LDN.

## Účinná univerzální volba

### TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon

### VELKÁ FLEXIBILITA

- přenosná nebo pojízdná verze
- ideální rozměry – vhodná pro každý typ endoskopického systému

### VÝHODY

- velmi tichý a spolehlivý provoz
- dlouhá životnost
- snadné čištění a údržba



*Přenosná verze*



*Pojízdná verze*

## SPECIFIKACE

- sací výkon: min. 30 l/min
- min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
- podtlak: - 90 kPa (+/- 15%)
- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua do 8 vteřin
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- hlučnost jen 36,3 dB
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz - bezmazný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem, integrovaný držák pro 2 láhve
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

## ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky
- nožní spínač ON/OFF nebo nožní regulátor vakua
- držák síťové šňůry
- 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve

## ZÁRUKA

5 let

## OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0000

MEDELA Basic

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost a rozměr přenosné verze	9,3 kg, V210 × Š305 × H375 mm
Hmotnost a rozměr pojízdné verze	16 kg, V965 × Š510 × H480 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	50 W
Sací systém – pístový	70 ot./min

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.