

## Kompletní systém pro vakuovou extrakci

### OBLAST POUŽITÍ

Gynekologie – porodní sály

## Šetrná pro matku i dítě

### BEZPEČNÁ A JEMNÁ POMOC

- nezbytné a přesné vakuum během několika vteřin
- pístový odsávací systém
- menší kolísání vakua díky zásobníku

### KOMPLETNÍ ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vakuum extraktory jednorázové nebo pro opakované použití
- možnost použití nožního regulátoru vakua

### VÝHODY

- maximálně bezpečná pro matku a dítě
- tichý provoz bez vibrací
- dlouhá životnost
- spolehlivý bezúdržbový provoz



## SPECIFIKACE

- sací výkon: 30 l/min.
- min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
- podtlak: - 90 kPa, (+/- 15%)
- pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua do 8 vteřin
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- hlučnost jen 36,3 dB
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz – bezmazný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu, barevně značený manometr
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem, integrovaný držák pro 2 láhve
- možnost připojení nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolíštou a brzděnými antistatickými kolečky

## ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vozík s eurolíštou a brzděnými antistatickými kolečky
- nožní regulátor vakua
- držák síťové šňůry
- 1. Varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. Varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve
- vakuum extraktory jednorázové nebo pro opakované použití

## ZÁRUKA

5 let

## OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0000

MEDELA Basic

### VEX AUTOKLÁVOVATELNÝ - SILIKON



*Silc Cup*

*Silc Cup - Trumpet*

*Caesar Cup*

### VEX JEDNORÁZOVÝ - PLAST



*Bird Cup*

*Silc Cup*

## TECHNICKÁ DATA

Klasifikační třída	Ila
Hmotnost a rozměr přenosné verze	9,3 kg, V210 × Š305 × H375m
Hmotnost a rozměr pojízdné verze	16 kg, V965 × Š510 × H480 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	50 W
Sací systém – pístový	70 ot./min

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.