

Určena pro novorozence, kojence a malé děti

Odsávačka Clario TONI je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest.

OBLAST POUŽITÍ

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.

Ideální pro domácí péči a na cesty, pečovatelskou službu, LDN, ambulance, sanitní vozy, lůžková oddělení.

Hygiena a nezávislost kdekoliv

TROJNÁSOBNÝ HYGIENICKÝ KONCEPT

- plovák v láhvi zabraňuje přesátí
- integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté tekutiny v případě přesátí
- uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny do odsávačky

VÍCE VOLNOSTI A POHYBU

- napájení síťové/bateriové (AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii
- praktická brašna s možností uchycení např. na vozík

SNADNÁ OBSLUHA

- pouze dva ovládací prvky
- jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání

PŘEDNOSTI

- snadná údržba
- tichý provoz
- malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty



SPECIFIKACE

- sací výkon: 15 l/min (+/- 10%)
- podtlak: membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení:
 - minimum -60 mmHg, -8 kPa (+/- 15%)
 - medium -100 mmHg, -13 kPa (+/- 15%)
 - maximum -600 mmHg, -80 kPa (+/- 15%)
- speciální membránový systém zabraňující přesátí
- bezpečnostní komora
- světelná indikace chodu
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- napájení: síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 50 min.
- možnost připojení kabelem na autobaterii

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x set - láhev 0,5l + víčko s plovákem proti přesátí (nelze autoklávovat)
- 1x hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm
- 1x síťový kabel s adaptérem
- 1x baterie NiMH

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- brašna (u typu DeLuxe již v ceně společně s náhradní láhví a víčkem)
- kabel pro připojení na autobaterii (u verze AC/DC)
- manometr pro sledování vakua

ZÁRUKA

2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLA

N014.0024

MEDELA Clario TONI - AC/DC



N014.0028

MEDELA Clario TONI - AC/DC De Luxe



TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost	AC/DC 2,0 kg
Rozměr	V223 × Š255 × H95 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	110 W

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.