

Multifunkční elektrická odsávačka

OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro zákroky, které vyžadují proměnné průtoky: OP sály, chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, endoskopie, porodní sály, plastické chirurgie - liposukce..

One-Touch / Volitelné nastavení průtoků

- 40 l / min: velmi tichý režim
- 50 l / min: standardní režim
- 60 l / min: turbo režim
- nejvýkonnější odsávačka systémů Medela

VÝHODY

- jedna univerzální multifunkční odsávačka pro více aplikací
- inovovaný design, spolehlivost
- doba čištění snížena díky Cleantouch™ dotykového tlačítka ON/OFF
- velmi rychlý nástup vakua do 8 vteřin
- přenosná nebo mobilní verze



SPECIFIKACE

- sací výkon volitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
- proměnné průtoky, min. 35 l/min., max. 65 l/min.
- podtlak: - 95 kPa (+/- 15%)
- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua do 8 vteřin
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- 3 tlačítka One-Touch pro změnu průtoku
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz - bezmazný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky
- nožní spínač ON/OFF nebo nožní regulátor vakua
- držák síťové šňůry
- 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve

ZÁRUKA

5 let

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0003

MEDELA Dominant Flex

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost a rozměr přenosné verze	9,3 kg, V210 × Š305 × H375m
Hmotnost a rozměr pojízdné verze	16 kg, V965 × Š510 × H480 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	50 W
Sací systém – pístový	70 ot./min

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.