

# Široký výběr odsávaček



Vysoký výkon a efektivita

TYPY ODSÁVAČEK	CLARIO AC AC/DC AC/DC DELUXE	CLARIO TONI AC/DC AC/DC DELUXE	VARIO 18 AC AC/DC	BASIC AC	DOMINANT AC	THOPAZ + AC/DC
Sací výkon (l/min)	15	15	18	35	65	5
Max. vakuum (kPa)	-80	-80	-75	-90	-95	-10
(mmHg)	-600	-600	-563	-675	-713	-75
<b>OBLAST POUŽITÍ</b>						
Endoskopie				✘	●	
Plastická chirurgie				●	✘	
Porodnictví				✘	●	
ORL, (pro tracheostomiky)	✘	✘	✘	●		
Gastroenterologie				✘		
<b>THORAXOVÝ SYSTÉM</b>						
Thoraxové sání						✘
Kardiothoraxové sání						✘
<b>MÍSTA POUŽITÍ</b>						
Transport pacienta	✘	✘	✘			✘
Pohotovost	✘	✘	●	✘	●	
ARO, JIP				✘	●	✘
Operační sály				●	✘	✘
Lůžkové oddělení	●	●	✘	●		✘
Privátní sektor	✘	✘	●	✘		
Zubní chirurgie				✘	●	
Pečovatelské domy	✘	✘	✘	●		

Vysvětlivky:

✘ ideální, ● doporučujeme,

napájení: AC - síť, AC/DC - síť/baterie