


Svítlidla vyšetřovací

HX



Úhel otočení hlavy svítidla 270°.

TECHNICKÁ DATA	
žárovka	halogen - životnost 2 000 hodin 35 W
světelný výkon	
P FX	32 000 lux / 0,5 m
P FX 10	32 000 lux / 0,5 m, úhel 10°
P FX 36	6 000 lux / 0,5 m, úhel 36°
intenzita osvětlení	60 / 100 %
příkon	230 V / 50 Hz
výkon	40 W
hmotnost	1,3 kg
materiál	polyamid
vypínač	I/O
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60601-1,
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, lůžko, pojízdňý stojan
délka ramene	klob - 85 cm flexi - 80 cm

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND14.453.000	Svítlidlo HX 35 P SX, rameno flexibilní
ND13.899.000	Svítlidlo HX 35 P FX 10°, rameno s kloubem, bodové
ND13.134.000	Svítlidlo HX 35 P FX 36°, rameno s kloubem, prostorové

HX LED



TECHNICKÁ DATA	
žárovka	LED - životnost 40 000 hodin
světelný výkon	6 000 lux / 0,5 m
teplota chromatičnosti	4000 K
příkon	230 V / 50 Hz
světelné pole	ø 46 cm / 0,5 m
hmotnost	
7 P	1,7 kg
7 F	4 kg
materiál	Polyamid (PA)
vypínač	I/O
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60601-1
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, lůžko pojízdňá verze
délka ramene	7 P klob - 80 cm 7 F 68 cm, V stojanu 90 cm

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND15.341.000	Svítlidlo HX LED 7 P, rameno s kloubem
ND15.342.000	Svítlidlo HX LED 7 F, rameno flexibilní, pojízdné