

Svítidla lůžková

Amalia LED



9 P S4



9 P S7



9 B S8

- Nejmodernější lůžkové svítidlo s úspornou LED technologií.
- Prosvětlení dotyková čidla na hlavě svítidla slouží pro přepnutí osvětlení na ošetřovatelské / čtecí / noční
- Praktický manipulační držák pro snadné ovládání svítidla.
- Úhel otočení hlavy svítidla 360°.
- Variabilní uchycení pomocí speciálních držáků na eurolištu, stůl, zeď, postel.

OBJEDNACÍ KÓDY

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND15.250.000	Svítidlo AMALIA LED 9 P S4, kloub + rameno flexibilní, barva bílá, délka ramene 82 cm
ND15.251.000	Svítidlo AMALIA LED 9 P S7, rameno flexibilní, barva stříbrná, délka ramene 101 cm
ND15.252.000	Svítidlo AMALIA LED 9 B S8, adaptér pro lůžko, rameno flexibilní, barva stříbrná, délka ramene 141 cm

TECHNICKÁ DATA

žárovka	LED - životnost 30 000 hodin 9 W
světelný výkon	1 000 lux / 0,5 m
světelné pole 0,5 m	45 cm
teplota chromatičnosti	3 000 K
příkon	100-230 V / 50/60 Hz
výkon	9 W
hmotnost	1,5 kg
materiál	plast / hliník
vypínač	I/O
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60598-1 / EN 60598-2-25
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, lůžko,



20 W S0



20 P S3



S 20 P S3


OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND14.165.000	Svítidlo COSY 20 W S0 nástěnné, rameno flexibilní, barva bílá
ND14.166.000	Svítidlo COSY 20 W S0 nástěnné, rameno flexibilní, barva stříbrná
ND14.079.000	Svítidlo COSY S 20 P S3 – rameno flexibilní, visutý vypínač, barva bílá
ND14.161.000	Svítidlo COSY S 20 P S3 – rameno flexibilní, visutý vypínač, barva stříbrná
ND14.163.000	Svítidlo COSY 20 P S3, rameno flexibilní, barva bílá
ND14.164.000	Svítidlo COSY 20 P S3, rameno flexibilní, barva stříbrná

Bezúdržbovou odrazivou žárovkou s úhlem osvětlení kryt z materiálu Lexan Margard, jehož termální index je 100° a odolnost 145°, teplo je odváděno směrem nahoru a nezahřívá osvětlované pole.

Úhel otočení hlavy svítidla 270°.

TECHNICKÁ DATA	
žárovka	halogen - životnost 2 000 hodin 20 W
příkon	100-240 V / 50/60 Hz
výkon	25 W
hmotnost	1,2 kg
materiál	polykarbonát (PC)
vypínač	I/O
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60601-1
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, lůžko, pojízdný stojan
délka ramene	flexi 80 cm

Cosy LED



12 P S3




S 12 P S3

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND14.905.000	Svítidlo COSY LED S 12 P S3 rameno flexibilní, visutý vypínač, barva bílá
ND14.906.000	Svítidlo COSY LED S 12 P S3 rameno flexibilní, visutý vypínač, barva stříbrná
ND14.903.000	Svítidlo COSY LED 12 P S3, rameno flexibilní, barva bílá
ND14.904.000	Svítidlo COSY LED 12 P S3, rameno flexibilní, barva stříbrná

Úhel otočení hlavy svítidla 270°.

TECHNICKÁ DATA	
žárovka	LED - životnost 30 000 hodin 12 W
příkon	100-240 V / 50/60 Hz
výkon	15 W
hmotnost	1 kg
materiál	polykarbonát (PC)
vypínač	I/O
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60601-1
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, lůžko
délka ramene	flexi 80 cm

Medicool



14 P F1



14 P S3

Bezúdržbovou odrazovou parabolou chrání kryt z materiálu Lexan Margard, jehož termální index je 100° a odolnost 145°, teplo je odváděno směrem nahoru a nezahřívá osvětlované pole. Svítidlo je vybaveno naváděcím – orientačním světlem. Úhel otočení hlavy svítidla 270°.

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND14.196.000	Svítidlo MEDICOOL 14 P F1, rameno s kloubem, barva bílá
ND14.197.000	Svítidlo MEDICOOL 14 P F1, rameno s kloubem, barva stříbrná
ND14.198.000	Svítidlo MEDICOOL 14 P S3, rameno flexibilní, barva bílá
ND14.199.000	Svítidlo MEDICOOL 14 P S3, rameno flexibilní barva stříbrná

TECHNICKÁ DATA

žárovka	fluorescenční lampa 14 W
příkon	230 - 240 V / 50 Hz
výkon	14 W
hmotnost	1,5 kg
materiál	polykarbonát (PC)
vypínač	I/O
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60598-1, EN 60598-2-25
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, lůžko, pojízdny stojan
délka ramene	flexi 96 cm kloub 82 cm