

Mikromotorový elektronický systém pro vibrační liposukci

Vyvinut pro estetickou plastickou chirurgii a dermatologii.

OBLAST POUŽITÍ

Liposukce a dermatologie.

Mikroprocesorem řízený vibrační motorový systém šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu jemné provádění operačních zákroků.

Čtyři programová tlačítka na ovládacím panelu umožňují předem nastavit operační program.

Otáčky lze snadno regulovat nožní pedálem Vario.

Možnost použití námi dodávaných odsávacích nerezových kanyl.

Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce

MEDELA AG typ Dominant Flex 65 s vozíkem, na kterém je instalován nástavný držák pro DP 30 a TCM 3000BL .



ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 1x N3280 Řídící jednotka TCM 3000BL
- 1x N1507 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček pro TCM 3000BL
- 1x N2090 Mikromotor elektronický 21 vč. kabelu
- 1x N5077 Držák Conform kanyly
- 1x N5107 Rukojeť kompletní pro mikromotor 21, autoklávovatelná
- 1x N6026 Set odsávací jednorázový, Ø 5 x 9 mm, 4 m, sterilní
- 5x N28857 Klip odsávacího setu pro fixaci kabelu motoru
- 1x N1170 Držák rukojeti pro odložení na stůl
- 1x N28535 Hadicový konektor pro víčko 4058 a hadicový set 28966
- 1x N1974 Spray NouClean pro čištění
- 1x N1958 Spray-tryska NouClean

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885292 Jehla infiltrační jednorázová 1,00 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

ZÁRUKA

2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N3286 TCM 3000BL - Mikromotorový systém elektronický vč. pedálu Vario

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	Ila
Výkon	60 VA
Hmotnost	1,8 kg
Rozměr	115 × 120 × 180 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Otáčky	500-40.000 rpm
Frekvence Conform kanyly	2.700 – 5.100 vibrací / min
Conform kanyla	2 mm
Motor Conform kanyly	Elektronický, rukojeť autoklávovatelná