

# MediWet II 200

Zvlhčovač



- zvlhčování kyslíku podávaného pacientům při dlouhodobé kyslíkové terapii
- možnost připojení na lahevové redukční ventily a průtokoměry
- materiál: polysulfon, plast PM
- autoklávatelné do 134 °C
- odolné vůči nárazu

## KOMPLET

- láhev - objem 200 ml, obj. č. - B030301 6001
- víčko s integrovaným hadicovým nastavcem, obj. č. - B030301 6002

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV	OBJEM	PŘIPOJENÍ VSTUP	PŘIPOJENÍ VÝSTUP
B030301 0100	Zvlhčovač MediWet II 200 (G 3/8") - komplet	200 ml	G 3/8"	had. nást. 6/11 mm
B030301 0200	*Zvlhčovač MediWet II 200 (9/16 UNF) - komplet	200 ml	9/16 UNF	had. nást. 6/11 mm

\*Zvlhčovač MediWet II 200 (9/16 UNF) vhodný pouze pro připojení k průtokoměru plovákovému (9/16 UNF) - obj. č. B030201 0400



**DN FORMED**  
**BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz