

# Láhve tlakové O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>

## Láhve ocelové

Tlakové láhve jsou určeny pro dýchací přístroje, domácí, urgentní a nemocniční péči nebo při potápění.

- Výstupní tlak až 200 bar.
- Objem: 2–35 litrů
- Výstupní tlak: 200–300 bar.
- Plyn: O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O

## Láhve hliníkové odlehčené

Hliníkové lahve Luxfer jsou vhodným a osvědčeným sortimentem pro kyslíkovou terapii v domácí, ambulantní a nemocniční péči, při urgentní péči v terénu.

Vyznačují se nízkou hmotností (až o 30% lehčí než ocelové láhve), pevností, trvanlivostí a odolností proti korozi. Jsou přenosné a pohodlně se s nimi manipuluje, nejsou magnetické.

- Objem: 1–15 litrů
- Výstupní tlak: až 200 bar
- Plyn: O<sub>2</sub>



NÁZEV	OBJ. Č.
Láhev O <sub>2</sub> - 2l, ocelová medicínální bez náplně	B030401 0100
Láhev O <sub>2</sub> - 5l, ocelová medicínální bez náplně	B030401 0200
Láhev O <sub>2</sub> - 10l, ocelová medicínální bez náplně	B030401 0300
Láhev O <sub>2</sub> - 40l, ocelová medicínální bez náplně	B030401 0400
Láhev O <sub>2</sub> - 2l, hliníková odlehčená bez náplně	B030401 0500
Láhev N <sub>2</sub> O - 10l, ocelová medicínální bez náplně	B030402 0100
Láhev CO <sub>2</sub> - 10l, ocelová medicínální bez náplně	B030403 0100
Stojan na tlakovou láhev 2 l	B030404 0100
Vozík na 10 l nebo 20 l tlakovou láhev - chrom, náklonný se 2 velkými kolečky	B030404 0200
Vozík na 3x10 l nebo 2x20 l tlakovou láhev - chrom, náklonný se 2 velkými kolečky	B030404 0300
Vozík na 10 l tlakovou láhev - bílý lak, 5 antistatických koleček	B030404 0400
Řemínek připevňovací pro 1 tlakovou láhev 5 l nebo 10 l	B030404 6001
Řemínek připevňovací pro 1 tlakovou láhev 20 l	B030404 6002



**DN FORMED**  
**BRNO S.R.O.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz