

## N2013 Defibrilátor Meducore Easy

Jednoduchost přístroje oceňují laici i trénovaní záchranáři.

Jeho unikátní obsluha umožňuje zachraňujícímu soustředit se zcela na pacienta a zachovat klid při vypjatých situacích.

Jednoduchá obsluha, automatické zapnutí po otevření víka, srozumitelné a ucelené hlasové pokyny, automatické přizpůsobení hlasitosti, bezporuchová zřetelná a srozumitelná světelná signalizace.

Doplňky jsou uloženy v přístroji: nůžky, jednorázový holicí strojek, dýchací rouška.

Připojené elektrody, instrukce krok za krokem, symboly umístění elektrod na obalu elektrod.

Obsluha jedním tlačítkem, informační tlačítko ukazuje uplynulý čas a počet výbojů od zapnutí přístroje.

Systém navádění při KPR zaručuje správnou frekvenci stlačování hrudníku a ideální poměr kompresi hrudníku: dýchání (lze deaktivovat).

Automatický každodenní test zaručuje neustálou připravenost přístroje.

Znovupoužitelné bezúdržbové baterie udržují přístroj v pohotovostním režimu po 4 roky.

Elektrody jsou použitelné 30 měsíců od data výroby.

Displej udává stav přístroje (připravenost, výměna baterie/ chyba přístroje, servis).

Provozní teplota přístroje i elektrod: 0°C – 50°C.

Speciální alternativy přístroje zahrnují nabíjecí baterii (WM 410003)

a příslušenství jako držák na zeď (možné použití i ve voze) a transportní brašnu.

### Technická data:

Skladovací a transportní teploty:

0 °C až +50 °C

-20 °C až +60 °C (limitováno na max. 2 týdny)

-30 °C až +60 °C (bez baterie a elektrod)

Provozní teplota: 0 °C až +50 °C (bez elektrod)

Stupeň ochrany: IEC 529: IPX4 (ochrana proti stříkající vodě)

Splňuje předpisy na produkt: EN 60601-1-2, EN 55011, EN 55014-1

Rozměry a hmotnost:

Šířka: 240 mm

Výška: 93 mm

Hloubka: 240 mm (včetně držáku)

Hmotnost: 2.6 kg (včetně baterie a elektrod)

