

Holtery

Holter EKG

Holter EKG – špičková kvalita přístroje a profesionálně zpracovaný software

- 3 kanálový, 24 hodin záznamu EKG
- tlačítko události (EVENT)
- 7 svodů
- zápis na vyjímatelnou kompaktní flash kartu
- provoz na 1 tužkovou baterii (AA)
- rozměry: 12,2 × 7,1 × 2,3 (cm), váha 142g (včetně baterie)
- software pro holter analýzy pro arytmií, ST, pauzy analýza tachy/bradykardií, 24 hod. trendy a histogramy PFF, SVES, KES, ST: analýza QT intervalu
- 12-ti svodové EKG stripy
- detekce stimulatoru
- vektrokardiografie
- SAECG – pozdní komorové potenciály – prvních 10 minut ukládání kompletních digitálních záznamů
- pracovní databáze s možností dlouhodobé archivace
- export údajů na CD nebo e-mail cestou
- volitelně konfigurovatelné formáty reportu
- editování stripu a reportu před tiskem
- volitelná 24 hodinová full disclosure



Holter tlaku

- kompaktní, malá velikost, váha 350 g včetně baterií
- tichý provoz, zajišťující standardní komfort pacienta
- přesná a spolehlivá metoda oscilometrického vyhodnocení
- tlačítko události (EVENT) a tlačítko manuálního spuštění měření tlaku
- automatické nebo manuální nastavení velikosti manžety
- nastavení maximálního tlaku nafukování manžety
- kontrola stavu baterie na displeji
- flexibilní programování režimu měření
- možnost zaznamenání až 300 měření v pevné paměti přístroje
- provoz na 4 tužkové baterie na dobu až 48 hodin
- přenos do počítače pomocí optického kabelu
- jednoduchý software s obsáhlými analýzami, široká možnost výběru zpráv pro report



NÁZEV	OBJ. Č.
Holter EKG	B040601 0100
Holter tlaku	B040602 0100