

# Optium Xceed

## Glukometr

Glukometr určený především uživatelům inzulínových pump, dětem, těhotným diabetičkám a uživatelům inzulínu, kteří chtějí přesný přístroj s možností kontroly hladiny ketolátek v krvi.

Glukometr je dodáván ve 2 variantách:  
glukometr - sólo, v pouzdře bez příslušenství  
glukometr - set, včetně příslušenství:

- 1 odběrové pero
- 10 jednorázových lancet
- 10 testovacích proužků
- pouzdro

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- testovací proužky Optium Plus – bal. 50 ks



TECHNICKÁ DATA	
Technologie:	BIOSENZOR (elektrochemická metoda)
Vzorek:	plná kapilární krev
Velikost vzorku:	0,6 µl
Doba měření:	5 vteřin
Jednotky měření:	mmol/l
Rozsah měření:	1,1–27,8 mmol/l
Kalibrace	plazmový ekvivalent
Nastavení kalibračního kódu	proužkem (smart chip)
Možnost měření z alternativních míst	ANO
Provozní teplota	10–50 °C
Provozní relativní vlhkost	10–90 %
Provozní hematokrit	30–60 %
Paměť	450
Průměry hodnot	7–14–30 dní
Připojení k PC	ANO
Start	automatické po vložení proužku
Vypnutí	automatické po 30 vteřinách
Displej	čísla 1,9 cm, podsvícený
Rozměry (š / d / v) v cm	5,3 / 7,5 / 1,6
Hmotnost v gramech	42
Nastavení času	ANO
Napájení	1 ks CR 2032
Životnost baterie	1000 (1 rok při měření 3x denně)
Záruka	doživotní při platné registraci
Určení	diabetici 1. a 2. typu

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
B090101 0100	Glukometr - sólo (bez příslušenství)
B090101 0200	Glukometr - set (včetně příslušenství)
B090101 6001	Testovací proužky Optium Plus - bal. 50 ks



**DN FORMED**  
**BRNO S.R.O.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz