


### Quicktrach I a Quicktrach II s balonkem

Koniotomie je úkon v neodkladné péči, kterým se obnovuje dýchání v případech neprůchodnosti horních cest dýchacích ( např. akutní epiglottitis, cizí těleso, karcinom hrtanu ), kdy není možná endotracheální intubace nebo tracheotomie. VBM nabízí sterilní set, který má následující přednosti:

- sterilní set je sestavený a připravený k okamžitému použití
- speciálně broušený hrot jehly umožňuje použití bez předchozí incize skalpelem a snižuje nebezpečí následného krváčení
- zarážka brání hlubokému zavedení a redukuje nebezpečí poranění zadní stěny trachey
- fixační páska k rychlé a bezpečné fixaci kanyly
- nejrychleji vytvořený vstup do trachey jedním úkonem
- typ Quicktrach I bez balónku- základní typ, možnost balení také v plastové trubce
- typ Quicktrach II s balónkem- tenkostěnný balónek utěsni tracheu a umožní efektivní dýchání s ochranou před spirací, zarážka a bezpečnostní klip redukuje možnost poranění zadní stěny trachey, anatomicky tvarovaná kanyla s paměťovým efektem zaručí správnou polohu v trachee



QUICKTRACH I BEZ BALONKU	OBJ.Č.
Pro dospělé, s 4mm I.D. kanylou	G0108 0100
Pro děti, s 2mm I.D. kanylou	G0108 0200
Pro kojence, s 1,5 I.D. kanylou	G0108 0300
Pro dospělé, balení v plastové trubce	G0108 0400
Pro děti, balení v plastové trubce	G0108 0500

QUICKTRACH II S BALONKEM	OBJ.Č.
Pro dospělé, s 4mm I.D. kanylou	G0108 0600
Pro dospělé, balení v plastové trubce	G0108 0700

