

Vybavení pro nácvik odborné první pomoci

MINI MEGACODE

Ambu Cardiac Care umožňuje nácvik rozšířené kardio-pulmonální resuscitace v interiéru či přímo v terénu.

- modulární systém umožňuje postupné rozšiřování funkcí
- mechanický monitoring poskytuje okamžité informace o objemu ventilace, nafouknutí žaludku, hloubce komprese (v mm) a o nesprávné poloze rukou
- nastavení pevnosti hrudníku, pro simulaci různých tělesných konstrukcí
- flexibilní defibrilační elektrody umožňují trénink s defibrilátory všech světových značek
- možnost intubace orální rourkou, laryngeální maskou nebo pomocí Combitube
- 4 svodové EKG
- připojení IV trenažéru umožňuje realistickou simulaci včetně injekčního podání medikamentů
- možnost připojení na PC prostřednictvím Ambu CPR Software Kit, Ambu CPR Printer či nového USB rozhraní



AMBU EKG BOX

- možnost napájení ze sítě nebo bateriemi
- simuluje 26 arytmií a 2 artefakty

TECHNICKÁ DATA

EKG Box

Rozměry: 18 × 14 × 4 cm

Hmotnost: 545 g

Trenažér

Rozměry: 105 × 62 × 25 cm

Hmotnost: 25 kg

NÁZEV A SPECIFIKACE	OBJ. Č.
Ambu Cardiac Care Trainer System – celá postava včetně EKG Boxu dodáváno v pevném kufru	P284 013 000
Ambu EKG Box včetně adaptéru a 7 ks 1,5V baterií	P284 000 730
AMBU Cardiac Care Trainer System, celá postava včetně EKG boxu a I.V. trenažéru	P284 003 000



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz