

Kojenecké váhy

SOEHNLE 7725

Cejchuschopná elektronická kojenecká váha vhodná pro velmi přesné vážení novorozenců v porodnicích s možností připojení na tiskárnu a PC. Vhodná pro porodní sály. Snadno omyvatelná neshnímatelná kojenecká vanička z tvrdého plastu. Osušku nebo plenu lze ovládacím tlačítkem vytárovat a zvážit tak skutečnou hmotnost dítěte.

- Akustický signál po zvážení.
- Dobře čitelný podsvícený LC display s 20 mm kontrastními číslicemi.
- Tlačítko pro „přidržení“ hmotnosti na displeji (není-li dítě na váze v klidu).
- Tlačítka pro zap./vyp., tárování, zrušení táry, přenos dat na tiskárnu či PC – obousměrné datové rozhraní pro přenos dat.
- Provoz na baterii nebo síťový adaptér.
- Automatické vypínání při provozu na baterie.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Vážicí rozsah: do 15 kg
- Velikost dílku: 2 g (0–6 kg), 5 g (6–15 kg)
- Hmotnost: 7 kg

Volitelné příslušenství - není zahrnuto v ceně: - napájecí zdroj 9V

Při zakoupení lze zajistit současně cejchování/metrologii = 1 400 Kč

SOEHNLE 8320

Váha je určena tam, kde se nevyžaduje cejchování. První skládací kojenecká váha vhodná pro snadné vážení kojenců nejen v ordinacích, ale i při návštěvě lékaře nebo zdravotní sestry u matky s dítětem. Váha má elegantní design, dá se složit na poloviční délku a snadno přenášet za držadlo, které je součástí váhy. Elektronický vážicí systém s osmi snímači a funkce přidržení ustálené hodnoty zaručují přesné zvážení dítěte, i když není na váze v klidu. Díky hladkému povrchu lze tuto váhu velmi snadno čistit a navíc lze použít funkci tárování pro odečtení hmotnosti pleny nebo podložky, na kterou dítě pokládáte.

- Váha má automatické vypínání
- Dobře čitelný LCD display s 20 mm číslicemi
- Automatické vypínání váhy šetří baterie
- Malé prostorové nároky, snadno přenosná ve složeném stavu
- Fixování složené váhy přes magnety
- Provoz na 2 AA baterie 1,5V

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Vážicí rozsah: do 15 kg
- Velikost dílku: 10 g
- Minimální zatížení: 30 g
- Rozměr: 740 x 315 x 53 mm



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz

Kojenecké váhy

SOEHNLE 8310.090

Váha je určena tam, kde se nevyžaduje cejchování. Snímatelná vanička z plastu zaručuje bezpečné zvážení kojenců, případně sedících dětí. Po sejmutí vaničky lze váhu využít jako osobní pro vážení dětí. Vhodná pro vážení v ordinacích i při návštěvách pacientů. Osušku nebo plenu lze ovládacím tlačítkem vytárat a zvážit tak skutečnou hmotnost dítěte. Váha je vybavena funkcí „weight lock“, která automaticky přidrží na displeji ustálenou hodnotu, což umožňuje přesné vážení dítěte, i když není v klidu.

- Dobře čitelný LCD displej s 12,5 mm vysokými číslicemi
- Velmi rychlé a přesné zobrazení navážených hodnot
- Jediné tlačítko pro zapnutí – tárování – vypnutí
- Automatické vypínání šetří životnost baterií
- Provoz na baterie nebo přes síťový adaptér

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Vážicí rozsah: do 20 kg
- Velikost dílku: 10 g
- Minimální zatížení: 30 g
- Hmotnost: 3,5 kg
- Rozměr: 530 x 240 x 100 mm

Volitelné příslušenství – není zahrnuto v ceně:

- transportní plastový kufřík
- napájecí zdroj 9V



SOEHNLE 8310.001

Váha je určena tam, kde se nevyžaduje cejchování. Nový design ve spojení se snadnou obsluhou předurčují tuto váhu pro nejširší použití ve všech typech lékařských zařízení, a vzhledem k její nízké ceně je velmi vhodným doplňkem vybavení všech budoucích rodičů pro kontrolu hmotnosti novorozenců. Kojenecká nesnímatelná vanička z pevného plastu je vlisována – anatomický tvar. Díky hladkému povrchu lze tuto váhu velmi snadno čistit a navíc lze použít funkci tárování pro odečtení hmotnosti pleny nebo podložky, na kterou dítě pokládáte. Váha je vybavena funkcí „weight lock“, která automaticky přidrží na displeji ustálenou hodnotu, což umožňuje přesné vážení dítěte, i když není v klidu.

- LCD displej s 20 mm vysokými číslicemi
- Funkce podržení navážené hodnoty
- Automatické vypínání váhy po 2 min
- Provoz na 4 tužkové 1,5 V baterie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Vážicí rozsah: do 20 kg
- Velikost dílku: 10 g
- Hmotnost: 2 kg
- Rozměr: 600 x 340 x 85 mm



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz