


Pasterizátor Barkey je přístroj určený pro bezpečný suchý ohřev používaný pro pasterizaci mateřského mléka.

Výhody

- prevence přenosu cytomegalovirů (CMV)
- díky suchému ohřevu je pasterizace z hlediska množení bakterií a choroboplodných zárodků velice bezpečná
- 3-stupňová softwarová ochrana proti elektronickému a mechanickému přehřátí
- kontrola stálosti teploty
- uživatelský příjemné a jednoduché menu
- plně automatický proces
- není nutný žádný spotřební materiál
- může být použit jako ohřívač
- vizuální a akustický signál při dokončení procesu pasterizace
- možnost propojení s PC a zpracování dokumentace o procesu (volitelný software)
- varianty 10 a 6 lahví



Parametry pasterizace přístroje jsou nastaveny výrobcem. Je pasterováno při teplotě 63°C po dobu 30 minut.

Napájení 230V, 50Hz  
Certifikace CE 0123