

ARIA - SYSTÉM ODSÁVÁNÍ KOUŘE

ARIA byla vytvořena s cílem zlepšit komfort práce a zajistit bezpečnost operačního týmu během všech elektrochirurgických postupů.

- Možnost automatického ovládání nebo pomocí nožního spínače
- Velmi tichý, snadné ovládání
- Životnost filtru až 35 hodin provozu
- Tři úrovně nastavení odsávání

Technické údaje

- Display LED
- Rozměry 150 mm x 280 mm x 400 mm
- Výkon 1000 W +/- 10%
- Váha 4,3 kg
- Hlučnost max. 55,0 dB



Příslušenství pro systém odsávání kouře ARIA



Adaptér pro držáky elektrod
10 mm x 122 cm se sterilní hadicí



Jednorázový držák elektrod s nožovou
elektrodou, 2 tlačítka, 3m délka



Nástavec pro laparoskopické
odsávání kouře, délka 3 m, sterilní



Aria, představný filtr, sterilní,
jednorázový