

Univerzální elektrochirurgický generátor

Díky intuitivnímu ovládání a jednoduchému použití je generátor ES120 ideální pro ambulantní použití například v gynekologii, dermatologii a plastické chirurgii, stejně jako při drobných chirurgických zákrocích.



POPIS VÝROBKU

ES120 nabízí samostatné ovládání monopolárního řezu, koagulace a bipolární koagulace. Generátor je možné doplnit o multifunkční nožní spínač. ES120 pracuje v následujících módech:

- čistý řez
- řez s hemostázi
- povrchová koagulace
- hloubková koagulace
- bipolární koagulace

VÝHODY ES120:

- samostatné ovládání monopolárního a bipolárního výstupu
- samostatný konektor pro připojení monopolárního a bipolárního příslušenství
- multifunkční nožní spínač

VYOBRAZENÁ JEDNOTKA NENÍ VHDNÁ PRO DERMATOLOGII, NUTNO OBJEDNAT STARŠÍ VERZI!

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE | |
|---|--|
| Ochrana proti elektrickému výboji | |
| Třída | I |
| Stupeň | CF |
| Nizkofrekvenční unikající proudy | Dle normy IEC 601-1-1 |
| Vysokofrekvenční unikající proudy | Dle normy IEC 601-2-2 |
| Pracovní frekvence generátoru | 416 kHz |
| Ochrana proti defibrilačnímu výboji | Dle normy EN 60601-1 |
| Systém monitorování neutrální elektrody | Kontrola neutrální elektrody |
| AUTOTEST | Self-test generátoru a připojeného příslušenství po spuštění generátoru; zobrazení servisních kódů |
| OVERLOAD | Ochrana generátoru proti přetížení |
| MONOPOLÁRNÍ ŘEZ | |
| Čistý řez | 120W |
| Smišený řez | 80W |
| KOAGULACE | |
| Povrchová | 80W |
| Hloubková | 80W |
| Bipolární | 80W |
| NAPÁJENÍ | |
| Napětí | 230V / 110 Hz |
| Příkon | 200W |