

CRYO - T Elephant


Metrum CryoFlex

Přístroj pro lokální kryoterapii


Cryo-T Elephant je chladicí přístroj pracující na bázi dusíku a dosahující na výstupu trysky teploty cca -140 °C.

APLIKACE:

- při revmatických a degenerativních poruchách kloubů
- po poranění, pohmoždění v průběhu rekonvalescence
- jako rehabilitace po operaci
- při onemocnění kloubů, svalů, šlach, podvrtnutí
- při léčbě popálenin
- při bolesti v kříži a při migréně
- u nadváhy a obezity (zvyšuje buněčný metabolismus)
- v kosmetice – léčba celulitidy



Přístroj je vybaven tryskou se dvěma teplotními senzory. Možnost měření povrchové teploty pokožky v průběhu aplikace



Zatímco pracujete s přístrojem, zobrazuje LCD displej informace:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE CRYO-T ELEPHANT:

Chladivo	tekutý dusík (LN2)
Kapacita Dewarova tanku	60 nebo 35 litrů
Teplota proudu plynu	plně regulovatelná; -150 °C až -125 °C
Intenzita proudu plynu	plný rozsah
Ovládací panel	dotykový, 5,6" TFT
Napájení	230 VAC, 50/60 Hz



**DN FORMED
BRNO S.R.O.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz