

OPTICLUX HAND		ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY							
Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 0,15 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světeln. pole (cm)	Dioptrie	Lupa zvětšení	Délka (cm)	Hmotnost (kg)
Svítidlo lupové									
OPTICLUX Hand 10-1 DL	ND16.004.000	8 000	6 500	> 95	16	3,5	1,9	34,8	0,6
OPTICLUX Hand 10-2 UV Wood	ND16.005.000	8 000	6 500 K / 365 nm	> 95	16	3,5	1,9	34,8	0,6

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)