

**VISIANO 20****ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY**

Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 0,5 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světeln. pole (cm)	Délka ramene (cm)	Hmotnost (kg)
<b>Stropní</b>							
VISIANO 20-2 C T1	ND15.450.000	60 000	3 500 / 4500	> 95	21	108	9
<b>Volitelné upevnění na eurolištu, zeď, stůl, pojízdný stojan - viz příslušenství</b>							
VISIANO 20-2 P TX	ND15.451.000	60 000	3 500 / 4 500	> 95	21	108	2

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)