

Apgar Timer

- Přístroj je určen k provádění Apgar testu podle Dr. Virginie Apgar ihned po narození dítěte.
- Apgar testem se kontroluje dech, srdeční frekvence, zabarvení kůže, pohyby a reakce na stimulaci.
- Stejně jako hodiny ukazuje Apgar Timer přednastavený aktuální čas na LCD displeji.
- Stisknutím tlačítka s ikonou budíku se spouští časování k Apgar testu a displej ukazuje uplynulou dobu v minutách a sekundách. Každou 1., 5. a 10. minutu vysílá přístroj akustický singnál trvající několik sekund, který upozorňuje na čas k provádění testu.
- Po stisku membránového tlačítka s hvězdičkou se do paměti přístroje automaticky uloží čas narození dítěte, který je možné později při opětovném stisknutí znovu zobrazit.
- Apgar Timer je přenosný přístroj s pevným krytem, napájený dvěma 1,5 V bateriemi.
- Lze uchytiť na eurolištu.

