

Clario a Clario Toni

Rychlá úleva pro pacienty s tracheostomickým odsáváním

Odsávačka Clario je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest u dospělých a dětí, Clario TONI u novorozenců a kojenců.

Oblast použití

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest. Ideální pro domácí péči a na cesty, pečovatelskou službu, LDN, ambulance, sanitní vozy, lůžková oddělení.

Tři přednastavené úrovně vakua odsávaček Clario a Clario TONI splňují pokyny Americké asociace pro respirační péči (AARC) pro **rychlé a bezpečné odsávání** dýchacích cest u dospělých a dětí. Sání má rychlý nástup díky malé odsávací lahvi.

Trojnásobný hygienický koncept

- plovák v láhvi zabraňuje přesátí
- integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté tekutiny v případě přesátí
- uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny do odsávačky



Clario











Clario Toni

RYCHLÁ FAKTA





- splňuje specifické potřeby u dětí, kojenců a novorozenců
- pouze dva ovládací prvky
- jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání
- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC)
- připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- praktická brašna s možností uchycení např. na vozík
- tichý provoz, snadné čištění (láhev s víčkem v myčce)
- malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty
- diskrétní použití na veřejnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Clario	-18 / -36 / -80 kPa
	Clario Toni	-9 / -15 / -80 kPa
	Průtok	15l/min.
	AC AC/DC	1,7 kg 2 kg
	VxŠxH	223x255x95 mm
	Záruka	2 roky
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	110 W
	ZP	IIa

SPECIFIKACE	PODTLAK
<ul style="list-style-type: none"> průtok: 15 l/min podtlak: membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení speciální membránový systém zabraňující přesátí bezpečnostní komora světelná indikace chodu madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC) provoz na baterii 50 min. (u verze AC/DC) možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC) 	<p>Clario</p> <p>minimum: -18 kPa / -135 mmHg (± 15%) medium: -36 kPa / -270 mmHg (± 15%) maximum: -80 kPa / -600 mmHg (± 15%)</p> <p>Clario Toni</p> <p>minimum: -9 kPa / -70 mmHg (± 28%) medium: -15 kPa / -115 mmHg (± 26%) maximum: -80 kPa / -600 mmHg (± 15%)</p>

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZÁRUKA
<ul style="list-style-type: none"> 1x set - láhev 0,5l + víčko s plovákem proti přesátí (nelze autoklávat) 1x hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm 1x síťový kabel 1x baterie NiMH (u verze AC/DC) 	<p>N014.0014 Clario AC</p> <p>N014.0114 Clario AC / DC</p> <p>N014.0214 Clario AC / DC DeLuxe (v brašně s náhradní lahví a víčkem)</p> <p>N014.0024 Clario TONI AC / DC</p> <p>N014.0028 Clario TONI AC / DC DeLuxe (v brašně s náhradní lahví a víčkem)</p>	2 roky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	N074.0001	Set - láhev 0,5l + víčko Polykarbonátová láhev s víčkem	
	N074.0003	Hadice odsávací PVC, konektor/FingerTip Jednorázové, sterilní Průměr: 5,5/8,5 mm CH 25 Délka: 1,5 m	
	N074.0007	Brašna Tvrdý materiál Úchyt na vozík	
	N074.0017	Kabel pro připojení na autobaterii Pro verzi AC/DC 12 V - DC	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 29.