



MIRIS Ohříváč

Technická specifikace

Rozměry (VxŠxD)	200x215x335 mm
Váha	3 kg
Napájení	110 V/240 V, 50/60 Hz
Provozní teplota	5 to 40°C
Maximální relativní vlhkost	80% R.V. při pokojových teplotách do 31 °C, které lineárně klesají na 50 % R.V. při 40 °C
Provozní prostředí	pouze pro vnitřní použití
Teplotní rozsah	5°C nad okolní teplotu až do 80°C
Rozsah nastavení teploty	10 až 80°C po 0.5°C
Teplotní stabilita	± 0.5°C
Standardy	EN 61010-2-010 UL 61010A-2-010 CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-010-04

Před analýzou pomocí Miris HMA™ by měly být vzorky zahřáté na 40°C.

