

Produktový katalog Miris

Vše pro analýzu mateřského mléka.



Zařízení

Analyzátor mateřského mléka Miris HMA™

Produktové číslo 05-02-201

Miris HMA™ poskytuje energii, obsah tuku, sacharidů a bílkovin v mateřském mléce během několika minut pomocí malého objemu vzorku.

Miris HMA™ je jediný přístroj schválený FDA pro analýzu obsahu makroživin v lidském mléce (DEN180007, 2018) a od roku 2007 je v Evropě registrován jako IVD. Používá se v NJIP, mléčných bankách a výzkumných centrech ke zlepšení nutriční péče o předčasně narozené děti.



Ultrazvukový procesor Miris

Produktové číslo 05-04-201

Ultrazvukový procesor Miris, vysoce intenzivní ultrazvukový procesor, který rychle homogenizuje mléko a umožňuje analýzu skutečného složení mléka.

Mléko je emulze oleje ve vodě a při skladování, zejména zmrazeného, mléka je běžné oddělování tuku a agregace bílkovin. Kalibrace přístroje Miris HMA™ je přizpůsobena homogenizaci pomocí Miris Ultrasonického procesoru. Tato metoda je vhodná pro homogenizaci malých objemů mléka, jak je požadováno pro Analyzátor mléka Miris HMA™.



Miris Ohříváč

Produktové číslo 05-06-101

Miris Ohříváč je systém bez vody zahřívající mléko a další roztoky, které se používají do Analyzátoru mléka Miris HMA™ pro optimální teplotu analýzy.

Korálky pro přenos tepla dodávané s ohříváčem mají antibakteriální povlak a snadno se čistí a dekontaminují se 70% ethanolem.

Miris Ohříváč lze použít pro libovolnou velikost stříkaček nebo lahví bez nutnosti použití speciálních držáků.



Tiskárna

Produktové číslo 05-05-101

Malá tiskárna, která automaticky vytiskne výsledek analýzy. Snadno se připojí k Analyzátoru mléka Miris HMA™ pomocí dodaného kabelu bez časově náročného nastavování.



Spotřební materiál

Miris Kalibrační Kontrolní Kit™

Produktové číslo 05-07-1011

Miris Kalibrační Kontrolní Kit™ (MCC) je spotřební materiál, který se používá jako kontrola kalibrace Analyzátoru mléka Miris HMA™.

Sada MCC obsahuje Miris Calibration Control 1 (MCC1) a Miris Calibration Control 2 (MCC2). Jedná se o standardizované roztoky se známými koncentracemi tuku, bílkovin a sacharidů, které odpovídají těm, které se nacházejí v mateřském mléku na průměrné a nejvyšší hranici.



Miris Check™

Produktové číslo 39-01-003

Miris Check™ je speciální roztok pro validaci linearity, nastavení nuly a čištění Analyzátoru mléka Miris HMA™, používá se při každém spuštění a desátém vzorku.

Miris Check™ roztok je dodáván jako koncentrát, který se ředí v poměru 1:10 destilovanou nebo deionizovanou vodou.



Miris Cleaner™

Produktové číslo 39-04-001

Miris Cleaner™ je čisticí roztok pro čištění kyvety Analyzátoru mléka Miris HMA™ a sondy Ultrazvukového procesoru Miris.

Miris Cleaner™ roztok je dodáván jako koncentrát, který se ředí v poměru 1:20 destilovanou nebo deionizovanou vodou.



Zkumavka 5 ml a láhev na kolostrum 35 ml

Produktové číslo 41-04-101
Produktové číslo K200.2110

Zkumavka o objemu 5 ml je uložena v držáku zkumavky dodávané s Ultrazvukovým procesorem Miris. Zkumavku lze použít v průběhu celého procesu analýzy - skladování, ohřevu a homogenizace.

Jednorázová láhev na kolostrum 35 ml s víčkem určena pro sběr, skladování, manipulaci s malým množstvím mateřského mléka.



Produkty Miris



Výhradní distributor pro ČR a SR
DN FORMED Brno s.r.o.
Hudcova 76a, 612 00 Brno
www.dnformed.cz
dnformed@dnformed.cz
tel: +420 532 198 888

www.MirisSolutions.cz

