

## Kompaktní vibrační systém s infiltrační pumpou

Navržen speciálně pro infiltrační kapaliny a odsávání tukové tkáně pomocí vibračního mikromotoru.

### OBLAST POUŽITÍ

Plastická chirurgie - liposukce

Jedná se o kombinovaný systém infiltrační pumpy a mikroprocesorem řízeného vibračního motorového systému, který šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu jemné provádění operačních zákroků. Průtokem až 24 litrů za hodinu urychluje infiltrační roztok. Multifunkční nožní pedál Vario umožňuje regulovat rychlost vibrace nebo průtok roztoku. Procedura tumescenční liposukce s přístrojem LipoSurg je snadná, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky.

Možnost použití námi dodávaných odsávacích kanyl s Clicasept konektorem nebo se šroubovacím konektorem. V případě používání kanyl s Clicasept konektorem je nutné spolu s přístrojem objednat i příslušný adaptér a přechodku. Výrobce nedoporučuje používat odsávací kanyly s Luer-Lock konektorem, které nejsou pro vibrační systém vhodné.

Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex s vozíkem, na kterém je instalován nastavný držák pro LipoSurg.

Výrobce doporučuje spolu s přístrojem LipoSurg objednat sprej pro jeho údržbu a čištění, který není součástí dodávky přístroje.



### ZÁRUKA

1 rok

### OBJEDNACÍ ČÍSLO

N3392 LipoSurg vč. pedálu Vario - kompaktní vibrační systém s infiltrační pumpou

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Průtok	1-24 l/hod (400 ml / min.)
Max. Tlak	2,0 bar
Frekvence Conform kanyly	2.700 – 3.600 vibrací / min
Motor Conform kanyly	Elektronický, rukojeť autoklávovatelná
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz

## ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 1x N3362 Řídící jednotka LipoSurg
- 1x N1511 Pedál VARIO k plynulé regulaci otáček, kabel 4m
- 1x N2101 Mikromotor elektronický 21 vč. kabelu 4m
- 1x N5077 Conform násadec kanyly
- 1x N5107 Rukojeť pro Conform násadec kanyly, modrá, autoklávovatelná
- 1x N6022 Set infiltrační hadicový jednorázový, 4m, sterilní
- 1x N6026 Hadice odsávací PVC jednorázová, průměr 6,5/9 mm, 4 m, sterilní
- 5x N28857 Klip pro fixaci odsávací hadice ke kabelu mikromotoru (bal. 5 ks)
- 1x N1770 Držák láhve s tumescenčním roztokem
- 1x N1170 Držák rukojeti pro odložení na stůl
- 1x N1974 Tryska ke spreji pro údržbu a čištění mikromotoru
- 1x N1958 Tryska ke spreji pro údržbu a čištění převodové kapsle

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N28557 Adaptér k Luer-Lock odsávacím kanylám (není součástí dodávky přístroje)
- N1974 Sprej pro údržbu a čištění
- N6022 Set infiltrační hadicový jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N6026 Hadice odsávací PVC jednorázová, průměr 6,5/9 mm, 4 m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N077.0900 Hadice silikonová Ø 7 x 12 mm, autoklávovatelná, metráž
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks  
Další rozměry jehel: katalog a ceník na vyžádání
- Kanyly odsávací a infiltrační nerez: katalog a ceník na vyžádání