

Liposukční sestava

Kompletní systém pro infiltraci a odsávání

Liposukční sestava je určena pro výkony infiltrace a odsávání při odstraňování tukové tkáně formou tumescenční liposukce.

Oblast použití

Plastická chirurgie - liposukce.

Sestava pro liposukci

DOMINANT FLEX - odsávačka MEDELA

- nejvýkonnější chirurgická odsávačka s proměnnými průtoky
- pístový systém s velmi rychlým nástupem vakua do 10 vteřin
- průtok volitelný, nastavitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
- podtlak: - 95 kPa
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- optimalizována pro maximální hygienu a sníženou dobu čištění
- vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
- tichý bezúdržbový provoz
- záruka 5 let

DP30 LipoPlus - infiltrační pumpa NOUVAG

- pumpa je navržena speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou tumescenční liposukce
- po aplikaci je procedura liposukce snadnější, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky
- průtok: 1–24 l/h
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- záruka 1 rok



RYCHLÁ FAKTA

- výkonná liposukční sestava pro infiltraci a odsávání
- umístěním přístrojů na dvojitý vozík vzniká ucelený systém
- úsporné prostorové řešení
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- tichý chod a dlouhá životnost
- široká škála příslušenství pro infiltraci, odsávání a sběr tekutin

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

INFILTRACE



N6022

infiltrační set jednorázový, sterilní
Určen pro aplikaci infiltrační kapaliny.

Min. objednávací množství bal. 10 ks



N15885492

Infiltrační jehla jednorázová sterilní
Určena pro aplikaci infiltrační kapaliny.
1,1 x 120 mm (balení: 100 ks)
Možnost dodání i jiných velikostí - katalog na vyžádání



N46943-58

Držák s infiltračními kanylami nerez
Katalog na vyžádání

ODSÁVÁNÍ



N46943-57

Držák s odsávacími kanylami nerez
Katalog na vyžádání

Vibrační liposukce NOUVAG

LIPOSURG - Kompaktní infiltrační systém pro vibrační liposukci

- kombinovaný systém infiltrační pumpy a mikroprocesorem
- řízeného vibračního motorového systému
- šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu jemné provádění operačních zákroků
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- průtok až 24 litrů / hod.

