

Gynekologicko-urologický zákrokový stůl Schmitz







Příklady použití



Technické údaje a výkres

TECHNICKÉ ÚDAJE	PARAMETRY
Základna	1 135 × 638 mm
Šířka čalounění	Zadní část 680 mm Sedací část 595 mm
Celková šířka	765 mm
Výška čalounění	50 mm
Výška, elektricky nastavitelná:	standardní výbava
Trendelenburgova poloha, elektricky nastavitelná	standardní výbava
Zadová část, elektricky nastavitelná	standardní výbava
Elektrické nastavení nožních podpěr	za příplatek
Bezpečné pracovní zátížení	300 kg



Výrobce:

SCHMITZ medical GmbH

Zum Ostfeld 29
58739 Wickede (Ruhr), Germany
Tel: +49 02377 84 0
E-mail: zentrale@schmitz-medical.de
www.schmitz-medical.com

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a, 612 48 Brno
Telefon: +420 532 198 888
Telefon: +420 724 986 381
E-mail: schmitz@dnformed.cz
www.dnformed.cz

