

Gynekologická křesla Schmitz



MEDI-MATIC®

Nastavení:

- Elevace pánve (výška sedacího dílu 470 mm v základní poloze, až 1175 mm v max. úhlu 20°)
- Nastavení zadového dílu 0-68° (horizontální pozice, např. pro ultrazvukové vyšetření)
- Nastavení výšky 470-900 mm
- Elektrické nastavení nožních podpěr (volitelné)

Ovládání:

- Ruční ovladač s displejem v otočném držáku (bezdrátové provedení volitelné)
- Nožní ovladač s displejem (bezdrátové provedení volitelné)
- 16 paměťových pozic

Pracovní zatížení: 300 kg



ARCO-MATIC®

Nastavení:

- Elevace pánve (výška sedacího dílu 550 mm v základní poloze, až 1000 mm v max. úhlu 29°)
- Nastavení zadového dílu 6-52° (horizontální pozice, např. pro ultrazvukové vyšetření)
- Nastavení výšky 550-900 mm
- Elektrické nastavení nožních podpěr (pouze model arco-matic® 300 M)

Ovládání:

- Ruční ovladač
- Nožní ovladač
- 4 paměťové pozice

Pracovní zatížení: 250 kg



ARCO

Nastavení:

- Elevace pánve (výška sedacího dílu 550 mm v základní poloze, až 1000 mm v max. úhlu 29°)
- Nastavení výšky 550-900 mm
- Elektrické nastavení nožních podpěr (pouze model arco 200 M)

Ovládání:

- Ruční ovladač (pouze model arco 100 M a 200 M)
- Nožní ovladač
- Paměťové pozice (model arco 100 M - 2 pozice; arco 200 M - 4 pozice)


Pracovní zatížení: 250 kg



Gynekologické křeslo MEDI-MATIC®





Gynekologické křeslo ARCO-MATIC®



Gynekologické křeslo ARCO



Urologické křeslo MEDI-MATIC®



Nábytek Orbit / Svítidlo Halux N30 GYN



Výrobce:

SCHMITZ medical GmbH

Zum Ostfeld 29
58739 Wickede (Ruhr), Germany
Tel: +49 02377 84 0
E-mail: zentrale@schmitz-medical.de
www.schmitz-medical.com

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a, 612 48 Brno
Telefon: +420 532 198 888
Telefon: +420 724 986 381
E-mail: schmitz@dnformed.cz
www.dnformed.cz

