

## Medi-matic® NEW gynekologické křeslo

**novinka  
roku 2024**



Špičková technologie s oceňovaným designem



Nový medi-matic® kombinuje nejvyšší ergonomické a hygienické standardy s jednoduchým a inteligentním ovládáním. Nové měřítko v segmentu léčebných, vyšetřovacích a chirurgických křesel. Vyvinuto s cílem stanovit nové standardy v každodenní lékařské praxi a klinickém použití.

#### Standardní výbava:

Sedací, opěrná a hlavová část s ergonomickým čalouněním, oplachování z nerezové oceli, odpadní miska s praktickým držákem, v plastovém rámu, vždy ve vodorovné poloze, výsuvná a odnímatelná, 325 x 355 x 65 mm (š x d x v), 5,5 l, odnímatelný sedací díl, úložný prostor pro role papíru do šířky 500 mm (do ø 140mm).

Kabelové připojení nožního a ručního ovládání pro nastavení křesla a aktivaci paměťových funkcí (rozsah dostupných funkcí závisí na zvoleném vybavení a konfiguraci).

Integrovaný modul pro použití bezdrátových řídicích jednotek.

#### Vlastnosti:

- 16 paměťových pozic
- výškové nastavení 470-900 mm
- magnetický podhlavník





## Medi-matic® NEW

Výškové nastavení	470 – 900 mm
Výškové nastavení v Trendelenburgově poloze	až 1.175 mm
Úhel nastavení sedacího dílu	0° – 20°
Úhel nastavení zádového dílu	0° – 68°
Úhel nastavení nožních podpěr	33° (ve variantě 101.0745.0)
Trendelenburg	20°
Nosnost	300 kg



### Ovládaní:

Ruční ovladač se zpětnou vazbou a nožní ovladač. Držák ručního ovladače na pravé nebo levé straně. Flexibilní umístění odnímatelného nožního ovladače pro bezstresové a pohodlné pracovní prostředí. Možnost uložení a vyvolání až 16 paměťových pozic. Až 4 různí lékaři si mohou vyšetřovací křeslo

přizpůsobit podle svých potřeb. Pro každého lékaře lze uložit jméno a paměťové pozice. Plynulé spouštění pohybů křesla. Stop tlačítko na ručním ovladači. Synchronní pohyb všech dílů pro rychlé nastavení do zvolené polohy.



**Výrobce:**

**SCHMITZ medical GmbH**

Zum Osterfeld 29  
58739 Wickede (Ruhr), Germany  
Tel: +49 02377 84 0  
E-mail: zentrale@schmitz-medical.de  
**www.schmitz-medical.com**

**Distributor a servisní středisko:**

**DN FORMED Brno s.r.o.**

Hudcova 76a  
612 00 Brno  
Telefon: 532 198 888  
E-mail: dnformed@dnformed.cz  
**www.dnformed.cz**

---