

Vybavení pro urgentní příjem




SCHMITZ

 emed

medela 

Derungs 

 **GCE**
Healthcare

TRADICE • ZKUŠENOSTI • SPOLNOST
**Více než
30 let**

DIAMOND®

Multifunkční mobilní operační stůl nejvyšší řady určený pro velké zatížení a náročný provoz na centrálních operačních sálech. Široké spektrum příslušenství pro všechny typy chirurgických oborů. Elektromotoricky stavitelné díly operační desky.



Základní technické parametry

Pracovní zatížení: do 360 kg Plocha stolu: 1140 x 705 mm (d x š)
Nastavení výšky: 620 - 1120 mm Provozní doba baterie: až 10 dnů

STL 282/285

Transportní stretcher pro bezpečný převoz pacientů. Stretchery jsou nabízeny ve variantě pro převoz pacientů v budovách nemocnic i mimo ně. Široké spektrum příslušenství.



Základní technické parametry

Pracovní zatížení: do 300 kg
Základní výška: 550 mm

VARIMED

Vysoká kvalita a životnost: Vozíky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, v kombinaci s vynikajícím zpracováním zaručují dlouhou životnost a odolnost i v náročných podmínkách.



Univerzální design: Navrženy pro širokou škálu požadavků lékařů. Vhodné pro lékařské praxe, zdravotní centra i kliniky.

Funkční vozíky Varimed®: Robustní a individuálně konfigurovatelné vozíky – výběr z několika barevných provedení.

Hygienické řešení: Odnímatelné panely a uzavřené povrchy umožňují rychlé a jednoduché čištění.

ATOM

Kompaktní elektrochirurgický generátor představuje zcela inovativní přístup k řešení elektrochirurgického generátoru. Uživatel si může sestavit a nakonfigurovat výběr pracovních režimů přesně podle své potřeby.



Základní technické parametry

Pracovní frekvence: 333 kHz
Monopolární výkon: řez - 400 W; koagulace - 200 W
Bipolární výkon: řez - 400 W; koagulace - 200 W

ES 120

Univerzální elektrochirurgický generátor pro ambulantní zákroky. Intuitivní a jednoduché ovládání jej předurčuje k použití při drobných chirurgických zákrocích v gynekologii, dermatologii a plastické chirurgii.



Základní technické parametry

Pracovní frekvence: 357 kHz
Monopolární výkon: řez - 120 W; koagulace - 120 W
Bipolární výkon: koagulace - 120 W

THOPAZ+

Digitální hrudní drenážní a monitorovací systém, odsávání bez nutnosti použití vody. Lepší klinické výsledky díky digitálnímu měření odsáté tekutiny, úniku vzduchu a poklesu intrapleurálního tlaku.



Základní technické parametry

Sací výkon: 5 l/min

Podtlak: - 10 kPa, - 75 mmHg

Zobrazení historie za posledních 72 hodin

DOMINANT FLEX

Multifunkční elektrická pístová odsávačka vhodná pro operační zákroky, které vyžadují proměnné průtoky.



Základní technické parametry

Sací výkon volitelný: 40 / 50 / 60 l/min

Nástup vakua do 8 vteřin

Podtlak: - 95 kPa


KYSLÍKOVÁ TERAPIE

GCE průtokoměry plovákové nebo okénkové se zvlhčovačem kyslíku. Na výběr je několik typů s možností volby výstupních průtoků a plynů O₂, CO₂, AIR.



PROUDOVÁ ODSÁVAČKA

Vhodná pro lůžka umístěna poblíž centrálních rozvodů vakua. GCE regulátory vakua s rychlospojkou pro přímé napojení do rozvodu nebo s držákem pro uchycení na eurolištu. Příslušenství pro odsávání je dodáváno v různých variantách dle požadavku uživatele.



VISIANO 20

Jednoramenné zákrokové / vyšetřovací světlo s diamantovou optikou. Volitelné umístění pomocí speciálních držáků na zeď, strop, eurolištu nebo pojízdný stojan.



Základní technické parametry

Intenzita svítivosti: 4 stupně 10 - 100 %

Teplota chromatičnosti: 3500 / 4500 K

Světelný výkon: 60 000 lux / 0,5 m

Světelné pole: ø 21 cm

TRIANGO 100

Jednoramenné operační / zákrokové světlo s diamantovou optikou. Ve variantách: stropní, nástěnná, pojízdná, pojízdná/bateriová.



Základní technické parametry

Intenzita svítivosti: 4 stupně 40 - 100 %

Teplota chromatičnosti: 3700 / 4300 / 4700 K

Světelný výkon: 100 000 lux / 1,0 m

Světelné pole: ø 18 cm

Přehled dalších produktů vhodných pro urgentní příjmy naleznete na www.dnformed.cz.

DN FORMED Brno s.r.o.

Ve společnosti jsme oslavili více než 30 let praxe. Jsme důvěryhodným a dlouhodobým dodavatelem, který denně zásobuje nemocnice a zdravotnická zařízení po celé zemi. Naše historie je zárukou, že přesně rozumíme nárokům moderní medicíny.

Nabízíme širokou škálu produktů od renomovaných světových výrobců, jako jsou Medela, Emed, Schmitz, Derungs, Nouvag, Dufner a další.

Zajišťujeme

Kvalita a dlouhá životnost na prvním místě

Spolupracujeme s renomovanými světovými výrobci, abychom vám zaručili produkty té nejvyšší kvality a s dlouhou životností.

Vybavení

Díky širokému portfoliu přístrojů dodáme potřebné vybavení pro vaši praxi.

Individuální přístup

Zpracujeme vaše specifické požadavky a navrhujeme řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Profesionální servis

Disponujeme vlastním servisním střediskem. Samozřejmostí je odborné poradenství, záruční / pozáruční servis, bezpečnostní technické kontroly na dodávané produkty.

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a, 612 48 Brno
E-mail: dnformed@dnformed.cz

Sekretariát: +420 532 198 888
Chirurgie: +420 532 198 833
Servis: +420 532 198 877

www.dnformed.cz

